



东莞市仟净环保设备有限公司

Qianjing environmental protection equipment Co., Ltd. Dongguan

网址: <http://qjhb.net>

电话: 0769-26380198 /13559753668

E-mail: qjhbsb@126.com

传真: 0769-27204233



生化仪用去离子水机选型资料

倍尔净 B 系列生化仪专用去离子水机, 出水电阻率 10M 以上, 出水水质各项指标符合生化仪一级用水标准 (即电导率 0.1us/cm), 专用于生化仪配套的去离子水机。

生化仪用去离子水机工作原理

自来水经过纤维过滤器过滤去除水中的粗颗粒杂质, 再用 RO 离子膜过滤去除水中 99% 以上的离子, 再用抛光离子交换树脂, 去除水中剩余的离子, 即可达到电导率 0.1us/cm, 即 RO 过滤技术+DI 技术相结合, 达到节能, 出水质量好, 使用经济实惠等特点。

生化仪用去离子水机选型资料

B 系列生化仪去离子水机选型表						
设备型号	额定产水量	进水水质	出水水质 在线电导率	额定功率	额定电压	外形尺寸
BK-10B	10L/H	<400us/cm	0.1us/cm	25W	220V/AC	400X500X930
BK-20B	20L/H	<400us/cm	0.1us/cm	35W	220V/AC	400X500X930
BK-30B	30L/H	<400us/cm	0.1us/cm	45W	220V/AC	400X500X930
BK-50B	50L/H	<400us/cm	0.1us/cm	80W	220V/AC	400X500X930
BK-100B	100L/H	<400us/cm	0.1us/cm	370W	220V/AC	620X630X1600
BK-200B	200L/H	<400us/cm	0.1us/cm	400W	220V/AC	620X630X1600

生化仪用去离子水机部分地区由于水源较差需增加前处理系统。

生化仪用去离子水机可配套以下品牌生化仪:

贝克曼 (奥林巴斯)、日立、罗氏、东芝、西门子 (拜尔)、迈瑞、库贝尔、雷杜、迪瑞、科华、优利特、蓝韵、蓝韵、劳拉、博科、深圳凯特、济南亚森等等, 国内外生化仪厂家配套使用。



生化仪用去离子水机实物图拍摄

100—300L/H 生化仪专用去离子水机 10—50L/H 生化仪去离子去离子水机

生化仪用去离子水机产品特点：

1. 设备以自来水为水源，安装方便。
2. 选用高性能静音泵，系统运行时无震动、无噪音、无电磁辐射，对工作环境无影响。
3. 选用原装进口反渗透膜，性能稳定、脱盐率高、寿命长。
4. 选用原装 BK3065 型（超）纯化柱，交换容量大，出水水质高。
5. 系统密闭设计，防止二次污染。
6. 直流稳压输送，取水速度稳定。
7. 设备自来储水箱，可直接与生化仪相连接。

联系方式：0769-26380198 13559753668 肖先生

传真：0769-27204233

网址：<http://www.qjhb.net/>